

# FOREO



## UFO™

**MASCARILLA INTELIGENTE**  
TERMOACTIVA CON LED

# MANUAL DEL USUARIO COMPLETO



## PRIMEROS PASOS

Felicitaciones por dar el primer paso hacia el extraordinario cuidado de la piel al adquirir UFO. Antes de comenzar disfruta de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de la mascarilla en la comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones en este manual.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y utiliza este producto solo para el uso destinado como se describe en este manual.

⚠ ADVERTENCIA: NO SE PERMITE MODIFICAR ESTE EQUIPO.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE UFO


UFO, la mascarilla inteligente más sofisticada del mundo, combina tecnologías de cuidado de la piel altamente eficaces con fórmulas exclusivas de la mascarilla para una experiencia de cuidado de la piel de nivel profesional en segundos. Con tecnología de hiper infusión mejorada, UFO integra termoterapia y crioterapia con pulsaciones T-Sonic para mejorar las Mascarillas activas UFO y maximizar sus beneficios. UFO, que cuenta con terapia de luz LED roja, verde, azul de espectro total, ayuda a rejuvenecer completamente la piel y revela una tez refinada y radiante.

## FAMILIARÍZATE CON UFO

**LUCES DEL INDICADOR**  
Te permiten saber qué tratamiento vas a disfrutar

**LUZ LED ROJA, VERDE, AZUL**  
La longitud de onda de LED de espectro completo ofrece una gama de beneficios de cuidado de la piel

**ANILLO DE SUJECCIÓN**  
Asegura la mascarilla activa UFO en el lugar



**TECNOLOGÍA DE HIPER INFUSIÓN**  
Termoterapia + Crioterapia + Pulsaciones T-Sonic

**BOTÓN UNIVERSAL**  
ENCIENDE/APAGA el dispositivo y selecciona la rutina de tratamiento

**SILICONA DE GRADO MÉDICO**  
Súpersuave y ultrahigiénica


**PUERTO DE CARGA**  
Hasta 40 usos por 2,5 horas de carga



**MASCARILLA ACTIVA UFO**  
Formulada exclusivamente para la tecnología UFO



**APLICACIÓN DE FOREO**  
Sincroniza automáticamente los tratamientos de mascarilla inteligente preprogramados con UFO



**SOPORTE**  
Protege y muestra tu UFO mientras ayuda a que se seque más rápido



**CABLE USB**  
Carga en cualquier momento, en cualquier lugar

## MODO DE USO

- 1 Descarga la aplicación de FOREO.
- 2 Presiona el botón para encender UFO.
- 3 En la aplicación, escanea el código de barra de la mascarilla y sigue las instrucciones.



Descarga la aplicación FOREO aquí



Retira el anillo de sujeción de UFO.



Retira la mascarilla activa UFO de la bolsa.



Asegura la mascarilla en el dispositivo al abrochar el anillo de sujeción en el lugar, con el logotipo de FOREO orientado hacia arriba.




Disfruta de tu tratamiento de mascarilla inteligente.

## CÓMO AGREGAR UNA NUEVA MASCARILLA

Make My Day y Call It a Night ya están preprogramadas en tu dispositivo. Cualquier otro tratamiento de mascarilla se debe activar a través de la aplicación para el primer uso. Luego, se puede acceder a la rutina a través de la aplicación o con el botón universal.



Todos los tratamientos de mascarillas adicionales



## CÓMO USAR UFO SIN LA APLICACIÓN

- 1 Presiona el botón para encender UFO.
- 2 Presiona una vez más para activar el tratamiento Make My Day, dos veces más para activar el tratamiento Call It a Night, y así sucesivamente para cada mascarilla. Por ejemplo, si H2Overdose está en el puesto 3 de tu aplicación, presiona el botón universal para encender UFO, luego presiona 3 veces para activar el tratamiento H2Overdose.
- 3 La rutina de tratamiento comenzará después de 10 segundos de que la luz rosa parpadee.

## ¿TODAVÍA QUIERES MÁS?

Si un tratamiento de UFO no fue suficiente, presiona de nuevo el botón universal 30 segundos después del fin de la rutina para comenzar el mismo tratamiento una y otra vez!

## APLICACIÓN

- 1 Comienza con una piel seca y limpia. Recomendamos primero limpiar con LUNA para obtener mejores resultados. Pasa suavemente UFO por tu piel, distribuyendo de forma pareja la esencia.
- 2 Usa UFO para masajear la fórmula en la piel con un movimiento circular. Mueve el dispositivo en círculos hacia la derecha alrededor del rostro, comenzando en el mentón y luego moviéndote hacia arriba hasta la mejilla izquierda y la frente. Continúa bajando por la mejilla derecha hasta el mentón y el cuello. Repite este movimiento hasta que se termine el tratamiento.
- 3 Cuando se termina el tratamiento, pasa suavemente la esencia restante sobre tu piel o quita el exceso con un algodón.
- 4 Sigue con el humectante que prefieras.

\*Para la mascarilla para ojos, pase suavemente por todo el contorno de ojos, alternando entre el ojo izquierdo y el derecho hasta que termine el tratamiento.



## LIMPIEZA DE UFO

Retira el anillo de plástico del dispositivo y desecha la mascarilla. Como UFO es 100 % impermeable, puedes enjuagar UFO y el anillo de plástico bajo agua corriente tibia. Luego, simplemente seca el dispositivo con una toalla limpia, vuelve a colocar el anillo de plástico y ubícalo de nuevo en el soporte.

NOTA: Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel y dañar la silicona.

## IMPORTANTE

### PARA UNA ÓPTIMA SEGURIDAD:

- UFO está creado para ser usado solo con las mascarillas que lo acompañan. En ningún momento se debe colocar el dispositivo directamente sobre la piel cuando está encendido.
- Si tienes un problema en la piel o cualquier problema médico, consulta a un dermatólogo antes de usar.
- Usar UFO debe ser cómodo, si sientes incomodidad, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico.
- Ten cuidado al usar UFO alrededor de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto con los párpados o con los ojos.
- Por motivos de higiene, no recomendamos compartir tu UFO con otras personas.
- Evita dejar tu UFO a la luz solar directa y nunca lo expongas al calor extremo o al agua hirviendo.
- Se necesita supervisión cuando los niños usan el dispositivo o están cerca de este, también cuando lo usan o están cerca personas con capacidades mentales o físicas reducidas.
- Deja de usarlo si el producto parece estar dañado de algún modo. Este producto no contiene piezas reparables.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Se deben tomar precauciones en caso de cambios en el rendimiento de UFO.

Si UFO no se activa al presionar el botón universal:

- La batería está vacía. Carga UFO con el cargador USB hasta que la luz sea fija. Una carga completa de 2,5 horas durará hasta 40 tratamientos.

Si UFO no se puede apagar o no responden los botones de la interfaz:

- El microprocesador está funcionando mal temporalmente. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar el dispositivo.



Si UFO no se sincroniza con la aplicación FOREO:

- Apaga el Bluetooth y luego intenta volver a conectarlo.
- Cierra la aplicación FOREO y luego vuelve a abrirla.

Si no encuentras la respuesta a tu pregunta específica en la sección de solución de problemas o si tienes otras preguntas sobre el funcionamiento del dispositivo, visita [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

### REGISTRA LA GARANTÍA

Para activar tu Garantía limitada de 2 años y la Garantía de calidad de 10 años, regístralas en la aplicación de FOREO.

### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Por un período de DOS (2) AÑOS después de la fecha de compra original FOREO ofrece garantía contra defectos por una mano de obra defectuosa o en los materiales que surjan del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas en funcionamiento que afectan la función del dispositivo. NO cubre el deterioro cosmético causado por el desgaste razonable o el daño causado por un accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o separar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su criterio, reemplazará el dispositivo sin cargo. Los reclamos de garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra original con las condiciones de la garantía durante la duración del período de garantía. El código de barra ubicado en la parte inferior de la caja de la mascarilla garantiza la autenticidad de las mascarillas.

Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en [www.foreo.com](http://www.foreo.com) y luego seleccionar la opción para realizar un reclamo de la garantía. Los costos de envío no son reembolsables. Esta garantía es adicional a tus derechos legales como consumidor y no afecta de ninguna manera esos derechos.

### GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 AÑOS

Como continuación de los términos de la Garantía limitada de DOS (2) AÑOS de FOREO, la Garantía de calidad de DIEZ (10) años de FOREO hace que los propietarios sean elegibles para comprar un nuevo dispositivo en [www.foreo.com](http://www.foreo.com) a un 50 % del precio mencionado.

## INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN


Eliminación del equipo electrónico viejo (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con el sistema de recolección de residuos separados).



El símbolo con el cesto de basura tachado indica que este dispositivo no se debe tratar como desecho doméstico, sino que se debe llevar al punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Al garantizar que este dispositivo se deseché correctamente, ayudarás a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud de las personas que podrían surgir a partir de la eliminación incorrecta del producto. Los materiales de reciclaje también ayudarán a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, comunícate con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el lugar de compra.

## RETIRO DE LAS BATERÍAS



## ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Silicona segura para el cuerpo y PC + ABS
COLOR:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
TAMAÑO:	72,5 mm x 31,4 mm
PESO:	146,2g
BATERÍA:	Li-Ion 1050mAh 3,7V
USO:	Hasta 40 usos por carga
EN ESPERA:	180 días
FRECUENCIA:	180 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:	<50 dB
INTERFAZ:	1 botón

Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo utilizan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus revendedores asumen ninguna responsabilidad por las lesiones o daños, físicos o de otra forma, que surjan directa o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar su publicación y de hacer cambios periódicamente en los contenidos de esta sin obligación de notificar a nadie sobre tal revisión o cambio.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencia nociva.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Se ha evaluado que el dispositivo cumple con el requisito de exposición a la radiofrecuencia general. El dispositivo se puede usar en una condición de exposición portátil sin restricción.

El modelo se puede cambiar para mejoras sin aviso.

©2018 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN LA UNIÓN EUROPEA: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SUECIA,

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN EE.UU.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EE.UU.

FABRICADO PARA FOREO AB DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SUECIA.

WWW.FOREO.COM